

Sensörünüzün sabitliğini nasıl sağlarsınız?

1. 2. ve 3. aşamaları uygulayarak sensör kullanım sürenizden en iyi şekilde faydalanın:

1 Yıka

Sensör uygulayacağınız bölgeyi nemlendirici özelliği olmayan kokusuz bir sabun ile yıkayarak arındırın.

Sensörün daha iyi yapışmasına yardımcı olmak için üst kolunuzun arka bölgesinde (önerilen sensör uygulama bölgesi) kıl varsa traş edin.



2 Temizle

Sensör uygulama bölgesini tamamen temizleyebilmek için alkollü mendille silin.

Sensörü uygulayana kadar o bölgeye losyon ya da krem sürmeyin.



3 Kurula

Yapışkanlığı en üst düzeye çıkarmak için cildin tamamen kurumasını bekleyin.

Bulduğunuz bölgedeki sıcaklığa ve neme bağlı olarak bu biraz zaman alabilir.



İPUCU: Daha da iyi sonuçlar almak için duştan sonra bu adımları tamamlayın.

Sensörünüzü güvende tutmaya yönelik ipuçları.

Sensörünüz günlük yaşamın koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak birkaç şeyi akılda tutmak kullanım süresini en üst düzeye çıkarabilir:

Duş ve yüzme sonrası¹ havlula kurulanırken sensör bölgesine özen göstererek, yerinden oynatmadan nazikçe kurulayın.




Hafif kumaşlı, bol ve rahat giysiler² tercih edin. Üstünüzü değiştirirken sensörünüzün kıyafetlere takılmamasına özen gösterin.



Sensörünüze sürekli olarak dokunmaktan kaçının. Meraklı ellerden sensörünüzü koruyun.



Sensörünüzü kapı, araba kapısı, emniyet kemeri veya mobilya kenarlarına çarpmamaya dikkat edin.



**TEMAS SPORLARI VE
AĞIR EĞERSİZ**

Üst kolun arkası sensör uygulaması için en ideal bölgedir. Bu bölgede dahi sensörünüze vurma riskini en aza indirecek bir yer seçtiğinizden emin olun.

1. Sensör 1 metre (3 fit) derinliğe kadar suya dayanıklıdır. 30 dakikadan fazla suya maruz bırakmayın.
2. Glukoz okumaları, sensöre 1-4 cm mesafesindeyken alınabilir.

©2024 Abbott. ADC-93960 v.1.0 06/24 Herhangi bir içeriğin yayınlanması için yerel yasal düzenleyici onay gereklidir. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott'un markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.